

DOS G 10

Dozirni modul za 5–10 l posode

za avtomatsko doziranje tekočih medijev, s prikazom prazne posode



- Za doziranje sredstva za izpiranje
- ?? mm sesalni nastavek za 5–10-litrsko posodo
- Komplet za predelavo za 10–30-litrsko posodo na voljo na servisu
- Doziranje do ?? ml/60 sekund

EAN: 4002513283259 / Številka materiala: 05729360 /
Številka starega materiala: 69747006D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
Kategorija izdelkov	
Dozirni sistem	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	1
Ničelni vodnik	N
AC/DC	AC
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50-60
Skupna priključna moč v kW	0,02
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	118
Zunanja mera, neto širina v mm	235
Zunanja mera, neto globina v mm	115
Zunanja mera, bruto višina v mm	310
Zunanja mera, bruto širina v mm	420
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Neto teža v kg	2,42
Bruto teža v kg	2,81