

DE-CS7-78

Pokrov stroja

za zgornji pokrov stroja, globina 70 cm, širina 90 cm



EAN: 4002513297560 / Številka materiala: 05744740 /  
Številka starega materiala: 69216009D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Pokrov	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Standardni elektr. priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	900
Zunanja mera, neto globina v mm	700
Zunanja mera, bruto višina v mm	50
Zunanja mera, bruto širina v mm	820
Zunanja mera, bruto globina v mm	1010
Neto teža v kg	6,80
Bruto teža v kg	8,60