

E 757

Voziček

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine z velikim volumnom



- Opremljen s 6 šobami
- Opremljen z nastavljivim zadrževalnim okvirjem
- Maksimalna višina vlaganja od opore: 610 mm mm

EAN: 4002513298772 / Številka materiala: 05746290 / Številka starega materiala: 69575701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
Kategorija izdelkov	
Drugi vozički	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Maksimalna višina vlaganja v mm	610
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Laboratorijska steklovina z veliko prostornino [število]	6
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	346
Zunanja mera, neto širina v mm	530
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Zunanja mera, bruto višina v mm	675
Zunanja mera, bruto širina v mm	565
Zunanja mera, bruto globina v mm	650
Neto teža v kg	10,90
Bruto teža v kg	10,90