

E 131/1

Vložek

za optimalno namestitvev 5 mrežastih pladnjev in ledvičk



- Primeren za 5 mrežastih pladnjev ali ledvičk
- Opremljen s 6 držali, višina: 160 mm mm, razdalja: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Številka materiala: 05771030 / Številka starega materiala: 69513102D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za mrežaste pladnje	•
Vložek za ledvičke/sklede	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Razmik med prečkami v mm	80
Višina prečke v mm	160
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava ledvičk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
<b>Kapaciteta</b>	
Ledvičke [število]	5
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	168
Zunanja mera, neto širina v mm	180
Zunanja mera, neto globina v mm	495
Zunanja mera, bruto višina v mm	185
Zunanja mera, bruto širina v mm	200
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	0,61
Bruto teža v kg	0,90