

E 492
Vložek
za optimalno namestitev ledvičk



- Opremljen z 9 držali, višina: 86 mm mm, razdalja: 49 mm mm
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002513317343 / Številka materiala: 05771140 /
Številka starega materiala: 69549201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za ledvičke/sklede	•
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Razmik med prečkami v mm	49
Višina prečke v mm	86
Področje uporabe	
Priprava ledvičk	•
Kapaciteta	
Ledvičke [število]	9
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	120
Zunanja mera, neto širina v mm	256
Zunanja mera, neto globina v mm	474
Zunanja mera, bruto višina v mm	125
Zunanja mera, bruto širina v mm	320
Zunanja mera, bruto globina v mm	480
Neto teža v kg	1,06
Bruto teža v kg	1,31