


E 742
Modul
za optimalno namestitvev različnih predmetov



- Za uporabo v vozičku E 741/1

EAN: 4002513369854 / Številka materiala: 05848320 /
Številka starega materiala: 69574201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
G 7826	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek/drug modul	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	83
Zunanja mera, neto širina v mm	220
Zunanja mera, neto globina v mm	458
Zunanja mera, bruto višina v mm	90
Zunanja mera, bruto širina v mm	225
Zunanja mera, bruto globina v mm	465
Neto teža v kg	0,49
Bruto teža v kg	0,69