

U 168/1  
Spodnja košara  
za idealno namestitvev OP-čevljev



- Primerna za 20 OP-čevljev do velikosti 45
- 20 držal 295 mm mm
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002513390940 / Številka materiala: 05878590 /  
Številka starega materiala: 69116803D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za OP-čevlje	•
Spodnja košara	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Višina prečke v mm	295
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava OP-čevljev	•
<b>Kapaciteta</b>	
OP-čevlji [število]	20
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	315
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	320
Zunanja mera, bruto širina v mm	545
Zunanja mera, bruto globina v mm	545
Neto teža v kg	3,20
Bruto teža v kg	5,20