

O 177/1

Zgornja košara

za optimalno čiščenje s 26 šobami in namestitev različnih vložkov



- Desna stran za namestitev različnih vložkov
- Leva stran s 26 šobami in 7 lij, priloženimi posebej
- Opremljena z mrežo z nastavljivo višino
- Višina vlaganja 230/205 mm
- Nastavljiva višina: – 20/– 40 mm

EAN: 4002513412413 / Številka materiala: 05913050 / Številka starega materiala: 69117702D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/nosilec za košare	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Kapaciteta	
Nasadni instrumenti [število]	11
Votli instrumenti [število]	22
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	263
Zunanja mera, neto širina v mm	498
Zunanja mera, neto globina v mm	455
Zunanja mera, bruto višina v mm	280
Zunanja mera, bruto širina v mm	545
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	3,70
Bruto teža v kg	4,52