

E 441/1

Vložek

za optimalno namestitvev mikro instrumentarija



- Gostota zank na dnu: 1,7 mm
- Stranice so zaprte, možnost zlaganja enega vrh drugega
- Notranja razdelitev s 6 prestavljivimi prečkami za nežno vlaganje
- Možna parna sterilizacija pri 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Številka materiala: 05988240 /
Številka starega materiala: 69544102D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	60
Zunanja mera, neto širina v mm	183
Zunanja mera, neto globina v mm	284
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	210
Zunanja mera, bruto globina v mm	315
Neto teža v kg	0,77
Bruto teža v kg	0,92