


E 450/1

Voziček

za optimalno namestitvev MIC-instrumentarija



- Opremljen z 42 možnostmi namestitve na 2 nivojih
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Možnosti namestitve: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002513505504 / Številka materiala: 06059490 /
Številka starega materiala: 69545003D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	42
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	500
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	9,50
Bruto teža v kg	11,06
Priloženo	
E 336 pomivalna cevka MIBO, Ø 11 mm, dolžina 121 mm [število]	3
E 362 slepi vijak [število]	2
E 442 pomivalna cevka, Ø 11 mm, dolžina 121 mm, s kapo Ø 6 mm [število]	15
E 443 pomivalna cevka, Ø 11 mm, dolžina 121 mm, s kapo Ø 10 mm [število]	5
E 445 – 12 kap za pomivalno cevko E 442, odprtina s Ø 6 mm [število]	1
E 446 – 12 kap za pomivalno cevko E 443, odprtina s Ø 10 mm [število]	1
E 447 ženski adapter, za moški Luer-Lock [število]	3
E 448 silikonska cev z ženskim adapterjem Luer-Lock [število]	6
E 449 moški adapter, za ženski Luer-Lock [število]	5
E 451 vložek 1/6 mrežasti pladenj [število]	1
E 452 injektorska šoba 2,5 x 60 mm [število]	3
E 453 injektorska šoba 4 x 110 mm s sponko [število]	8
E 454 injektorska šoba za cevi trokarjev 10–15 mm [število]	6
E 456 odpiralna vzmet za MIC-instrumente [število]	4
E 464 nastavek za injektorsko šobo E 454 [število]	3

E 450/1
Voziček
za optimalno namestitev MIC-instrumentarija

EAN: 4002513505504 / Številka materiala: 06059490 /
Številka starega materiala: 69545003D

E 472 vpenjalna vzmet za injektorske šobe Ø 4 mm [število] 2

