


A 9/1

Podlaga iz luknjičaste pločevine

za nežno čiščenje občutljivih predmetov z razpršitvijo curkov



- Odprtine 7 x 7 mm, prečka 3 mm

EAN: 4002513531176 / Številka materiala: 06097010 /
Številka starega materiala: 69500902D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8527	•
Kategorija izdelkov	
Podlaga	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	1
Zunanja mera, neto širina v mm	773
Zunanja mera, neto globina v mm	573
Zunanja mera, bruto višina v mm	10
Zunanja mera, bruto širina v mm	870
Zunanja mera, bruto globina v mm	590
Neto teža v kg	1,70
Bruto teža v kg	1,80