

E 474/4

Osnovni voziček

za optimalno namestitvev do 2 MIC-kompletov v modularnem sistemu



- Za namestitvev votlih instrumentov v 3 vložke/module
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Za namestitvev: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002513805536 / Številka materiala: 06439160 /
Številka starega materiala: 69547405D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Kapaciteta	
MIC-kompleti [število]	2
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	507
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	540
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	630
Neto teža v kg	10,17
Bruto teža v kg	10,17
Priloženo	
E 362 slepi vijak [število]	2
E 447 ženski adapter, za moški Luer-Lock [število]	3