


U 874/1

Spodnja košara

za optimalno namestitvev različnih vložkov in mrežastih pladnjev



- Višina vlaganja je lahko pri različnih zgornjih košarah različna
- Nosilec za magnetno letev ML/2 za avtomat. prepoznavanje vozičkov

EAN: 4002513808919 / Številka materiala: 06442940 /  
Številka starega materiala: 69187403D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Podstavek/nosilec za košare	•
Spodnja košara	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Priprava mrežastih pladnjev	•
Priprava različnih pripomočkov	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	50
Zunanja mera, neto širina v mm	531
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	530
Zunanja mera, bruto globina v mm	545
Neto teža v kg	2,10
Bruto teža v kg	2,97