


E 319/3

Ploščato sito

za optimalno zaščito pred nečistočami zaradi etiket ali drobcev stekla



- Ploščato sito za grobo umazanijo
- Preprečuje umazanost zaradi etiket na laboratorijski steklovini
- Preprečuje umazanost zaradi drobcev stekla v primeru loma stekla

EAN: 4002513860238 / Številka materiala: 06477070 /
Številka starega materiala: 69531904D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	40
Zunanja mera, neto širina v mm	460
Zunanja mera, neto globina v mm	510
Zunanja mera, bruto višina v mm	85
Zunanja mera, bruto širina v mm	630
Zunanja mera, bruto globina v mm	640
Neto teža v kg	1,98
Bruto teža v kg	2,61