

E 494
Vložek
za prosto namestitev 5 mikrotitrskih plošč



EAN: 4002513926064 / Številka materiala: 06570920 /
Številka starega materiala: 69549401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Kapaciteta	
Mikrotitrskie plošče [število]	5
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	35
Zunanja mera, neto širina v mm	205
Zunanja mera, neto globina v mm	440
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	265
Zunanja mera, bruto globina v mm	180
Neto teža v kg	0,85
Bruto teža v kg	1,00