


A 11/1

Vložek

za nežno čiščenje občutljivih predmetov z razpršitvijo curkov



- Z odprtinami 7 x 7 mm
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002513975680 / Številka materiala: 06629660 /  
Številka starega materiala: 69501102D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Mrežasta podloga	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	1
Zunanja mera, neto širina v mm	433
Zunanja mera, neto globina v mm	433
Zunanja mera, bruto višina v mm	16
Zunanja mera, bruto širina v mm	470
Zunanja mera, bruto globina v mm	470
Neto teža v kg	0,80
Bruto teža v kg	1,00