


A 12/1

Vložek

za nežno čiščenje občutljivih predmetov z razpršitvijo curkov



- Z odprtini 7 x 7 mm
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002513975697 / Številka materiala: 06629670 /  
Številka starega materiala: 69501203D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Podlaga	•
Mrežasta podloga	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	1
Zunanja mera, neto širina v mm	224
Zunanja mera, neto globina v mm	429
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	280
Zunanja mera, bruto globina v mm	510
Neto teža v kg	0,37
Bruto teža v kg	0,56