

E 430/1

Vložek

za optimalno namestitvev različnega instrumentarija



- Iz žične mreže z gostoto zank 5 mm

EAN: 4002513984422 / Številka materiala: 06643200 /
Številka starega materiala: 69743003D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	40
Zunanja mera, neto širina v mm	150
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	160
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	0,36
Bruto teža v kg	0,48