

E 405/1

Voziček

za optimalno namestitvev do 38 pipet, priključek za sušenje z vročim zrakom



- Primeren za 38 pipet v 3 vrstah
- 1. vrsta: 10 pipet po 100 ml (do 550 mm), razdalja 20 mm
- 2. vrsta: 14 pipet po 25 ml, razdalja 26 mm
- 3. vrsta: 14 pipet po 10 ml, razdalja 26 mm
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002514087078 / Številka materiala: 06727920 /
Številka starega materiala: 69540502D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček s priključkom za sušenje z vročim zrakom	•
Voziček za pipete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Število vrst	3
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Pipete [število]	38
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	500
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	6,20
Bruto teža v kg	8,10