


E 104/1

Vložek

za optimalno namestitvev epruvet do velikosti 12 x 105 mm



- Primeren za pribl. 200 epruvet (do 12 x 105 mm)
- Kapaciteta vključno s pokrovom A 13
- Gostota zank znaša 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Številka materiala: 06907640 /
Številka starega materiala: 69510402D

| Pripadnost izdelku | |
|---|-----------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Vložek/modul za epruvete | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Področje uporabe | |
| Priprava laboratorijske steklovine | • |
| Kapaciteta | |
| Epruvete [število] | 200 |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 152 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 200 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 230 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 165 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 240 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 250 |
| Neto teža v kg | 0,60 |
| Bruto teža v kg | 0,82 |
| Priloženo | |
| Pokrovi A 13 [število] | 1 |