


E 105/1

Vložek

za optimalno namestitvev epruvet do velikosti 12 x 165 mm



- Primeren za pribl. 200 epruvet (do 12 x 165 mm)
- Kapaciteta vključno s pokrovom A 13
- Gostota zank znaša 9 x 9 mm

EAN: 4002514231075 / Številka materiala: 06907650 /
Številka starega materiala: 69510502D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za epruvete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	6
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Epruvete [število]	200
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	212
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	210
Zunanja mera, bruto višina v mm	235
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Neto teža v kg	0,90
Bruto teža v kg	1,14
Priloženo	
Pokrovi A 13 [število]	1