

E 139/1

Vložek

za optimalno namestitvev epruvet do velikosti 12 x 200 mm



- Primeren za epruvete do velikosti 12 x 200 mm
- Razdeljen na 6 površin
- Gostota zank 9 x 9 mm
- Možna uporaba v spodnji košari
- Vključno s pokrovom A 13

EAN: 4002514231082 / Številka materiala: 06907660 /
Številka starega materiala: 69513902D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za epruvete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	6
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Epruvete [število]	200
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	243
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	230
Zunanja mera, bruto višina v mm	245
Zunanja mera, bruto širina v mm	245
Zunanja mera, bruto globina v mm	265
Neto teža v kg	1,26
Bruto teža v kg	1,29
Priloženo	
Pokrovi A 13 [število]	1