

PG 8597

Izmenična naprava za mehčanje vode

Izmenična naprava za mehčanje vode za stalno pripravo mehke vode do 40° dH



- Prostostoječ aparat s kolesci, plastično ohišje
- Zmogljivost: neprekinjeno 19 l/min, maks. 30 l/min
- 2 posodi s po 4,5 l smole, 1 posoda za 20 kg soli
- Prostostoječi aparat na kolescih, polnjenje od zgoraj
- Kontinuirano 19 l/min, maksimalno 30 l/min
- 1 posoda za 20 kg soli, 2 posodi za 4,5 l smole
- Količinsko krmiljen dvokomorni sistem, delovanje brez el. toka
- Količinsko krmiljen dvokomorni sistem, delovanje brez el. toka
- Aparat je opremljen z vodnim priključkom

EAN: 4002514256283 / Številka materiala: 06943120 / Številka starega materiala: 69859701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalni stroji z rezervoarjem	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Priprava vode	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Bela
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	570
Zunanja mera, neto širina v mm	360
Zunanja mera, neto globina v mm	360
Zunanja mera, bruto višina v mm	680
Zunanja mera, bruto širina v mm	375
Zunanja mera, bruto globina v mm	380
Neto teža v kg	19,00
Bruto teža v kg	26,70

PG 8597

Izmenična naprava za mehčanje vode

Izmenična naprava za mehčanje vode za stalno pripravo mehke vode do 40° dH