


E 903/1

Modul

za optimalno namestitvev TUR-kompletov (transuretralna resekcija)



- Možnost namestitve do 10 votlih instrumentov

EAN: 4002514256290 / Številka materiala: 06943230 /  
Številka starega materiala: 69590302D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	10
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	40
Zunanja mera, neto širina v mm	461
Zunanja mera, neto globina v mm	510
Zunanja mera, bruto višina v mm	180
Zunanja mera, bruto širina v mm	550
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	2,93
Bruto teža v kg	3,65
Priloženo	
E 442 pomivalna cevka, Ø 11 mm, dolžina 121 mm, s kapo Ø 6 mm [število]	3
E 444 boben za kabel za hladno luč/sesalne cevi [število]	1
E 447 ženski adapter, za moški Luer-Lock [število]	1
E 448 silikonska cev z ženskim adapterjem Luer-Lock [število]	4
E 453 injektorska šoba 4 x 110 mm s sponko [število]	3
E 454 injektorska šoba za cevi trokarjev 10–15 mm [število]	1
E 467 pomivalna cevka 205 mm za MIC-instrumente/kleščice s sponko [število]	3
E 469 pomivalna cevka 300 mm za MIC-/urološke instrumente [število]	3
E 907/1 mrežasti vložek s pokrovom za drobne dele [število]	1
2 m silikonska cev Ø 5 mm	•

E 903/1

Modul

za optimalno namestitvev TUR-kompletov (transuretralna resekcija)

EAN: 4002514256290 / Številka materiala: 06943230 /  
Številka starega materiala: 69590302D

Plastična opora [število]

1

