


E 905/1

Modul

za optimalno namestitvev MIC-instrumentarija, npr. za artroskopijo/laparoskopijo



- Možnost namestitve do 16 votlih instrumentov
- Predelki npr. za artroskopijo, laparoskopijo

EAN: 4002514256306 / Številka materiala: 06943240 / Številka starega materiala: 69590502D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	16
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	40
Zunanja mera, neto širina v mm	461
Zunanja mera, neto globina v mm	510
Zunanja mera, bruto višina v mm	170
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	3,01
Bruto teža v kg	3,62
Priloženo	
E 336 pomivalna cevka MIBO, Ø 11 mm, dolžina 121 mm [število]	1
E 362 slepi vijak [število]	2
E 442 pomivalna cevka, Ø 11 mm, dolžina 121 mm, s kapo Ø 6 mm [število]	1
E 447 ženski adapter, za moški Luer-Lock [število]	2
E 448 silikonska cev z ženskim adapterjem Luer-Lock [število]	4
E 449 moški adapter, za ženski Luer-Lock [število]	2
E 452 injektorska šoba 2,5 x 60 mm [število]	4
E 453 injektorska šoba 4 x 110 mm s sponko [število]	3
E 454 injektorska šoba za cevi trokarjev 10–15 mm [število]	3
E 464 nastavek za injektorsko šobo E 454 [število]	1
E 472 vpenjalna vzmet za injektorske šobe Ø 4 mm [število]	1

E 905/1

Modul

za optimalno namestitvev MIC-instrumentarija, npr. za artroskopijo/laparoskopijo

EAN: 4002514256306 / Številka materiala: 06943240 /
Številka starega materiala: 69590502D

E 907/1 mrežasti vložek s pokrovom za drobne dele
[število]

1

