

E 478/1

Nastavek

za optimalno čiščenje 4 kanil z ozkim lumnom (Sautterjeve kanile)



- Opremljen s filtrsko ploščo iz plemenitega jekla (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Številka materiala: 07292920 /
Številka starega materiala: 69747802D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Nastavek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	4
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	95
Zunanja mera, bruto globina v mm	110
Neto teža v kg	0,19
Bruto teža v kg	0,23