

O 188/2

Zgornja košara

za optimalno namestitvev različnih vložkov



- Višina vlaganja: 165 mm, nastavljiva višina +/- 20 mm
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Številka materiala: 07333030 / Številka starega materiala: 69118802D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Podstavek/nosilec za košare	•
Zgornja košara	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	280
Zunanja mera, neto širina v mm	215
Zunanja mera, neto globina v mm	475
Zunanja mera, bruto višina v mm	285
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	555
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,16