

O 190/2

Zgornja košara

za optimalno namestitvev različnih vložkov



- Višina vlaganja: 215 mm mm
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Številka materiala: 07333050 /
Številka starega materiala: 69119002D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/nosilec za košare	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Maksimalna višina vlaganja v mm	215
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	265
Zunanja mera, neto širina v mm	531
Zunanja mera, neto globina v mm	475
Zunanja mera, bruto višina v mm	285
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	555
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,19