

O 191/2

Zgornja košara

za optimalno namestitvev mrežastih pladnjev



- Višina vlaganja: 115 +/- 20 mm
- Širina vlaganja: 480 mm
- Globina vlaganja: 450 mm
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico nad košaro
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Številka materiala: 07333060 /
Številka starega materiala: 69119102D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/nosilec za košare	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji [število]	2
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	180
Zunanja mera, neto širina v mm	531
Zunanja mera, neto globina v mm	475
Zunanja mera, bruto višina v mm	540
Zunanja mera, bruto širina v mm	270
Zunanja mera, bruto globina v mm	525
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,30