


O 167/1

Zgornja košara

za optimalno namestitvev vložkov za OP-čevlje



- Primeren za do 28 vložkov
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Številka materiala: 07333080 /  
Številka starega materiala: 69116703D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za OP-čevlje	•
Zgornja košara	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava OP-čevljev	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	195
Zunanja mera, neto širina v mm	480
Zunanja mera, neto globina v mm	475
Zunanja mera, bruto višina v mm	210
Zunanja mera, bruto širina v mm	495
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,23