

O 173/1
Zgornja košara
za optimalno namestitev OP-čevljev



- Primeren za 8 OP-čevljev do velikosti 41
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Številka materiala: 07333090 /
Številka starega materiala: 69117302D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za OP-čevlje	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava OP-čevljev	•
Kapaciteta	
OP-čevlji [število]	8
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	195
Zunanja mera, neto širina v mm	531
Zunanja mera, neto globina v mm	475
Zunanja mera, bruto višina v mm	540
Zunanja mera, bruto širina v mm	270
Zunanja mera, bruto globina v mm	525
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,30