

E 429/1

Voziček

za optimalno čiščenje mikro instrumentarija (očesne operacije), za 2-4 OP-komplete



- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- 1. nivo: npr. 4 x vložek E 441/1 ali 2 x vložek E 142 na nivo
- 2. nivo levo: 20 priključkov za votle instrumente
- 2. nivo desno: 16 adapterjev Luer-Lock, moški, horizontalna cev
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002514556253 / Številka materiala: 07333120 /

Številka starega materiala: 69542902D

| | |
|---|-----------------|
| Pripadnost izdelku | |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo | • |
| Pripadnost aparatu | |
| PG 8535 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Voziček za oftalmološki instrumentarij | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Področje uporabe | |
| Priprava oftalmološkega instrumentarija | • |
| Kapaciteta | |
| OP-kompleti za mikro instrumentarij [število] | 2-4 |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 520 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 540 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 540 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 530 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 550 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 550 |
| Neto teža v kg | 2,40 |
| Bruto teža v kg | 3,30 |
| Priloženo | |
| E 476 nastavek [število] | 1 |
| E 477 omejilo [število] | 1 |
| E 790 vezni elementi Luer-Lock ženski z ženskim [število] | 8 |
| E 791 vezni elementi Luer-Lock ženski z moškim [število] | 8 |