

E 497

Šoba

za optimalno namestitvev laringealnih mask z eno ali dvema cevema, višina 195 mm



- V 195 mm, s stransko cevjo 109 mm

EAN: 4002514811253 / Številka materiala: 07759470 /
Številka starega materiala: 69749701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	195
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	100
Zunanja mera, bruto globina v mm	150
Neto teža v kg	0,06
Bruto teža v kg	0,07