

E 337/1

Vložek

za optimalno namestitev pokončnega instrumentarija



- Primeren za namestitev sond, pincet ali ustnih ogledal
- Opremljen s 4 plastičnimi nastavki
- 12 predelkov pribl. 22 x 28 mm
- 4 predelki pribl. 25 x 28 mm
- 48 predelkov pribl. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Številka materiala: 07984130 / Številka starega materiala: 69533702D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za zobozdravniški instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	148
Zunanja mera, neto širina v mm	173
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	205
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	490
Neto teža v kg	1,91
Bruto teža v kg	2,16