

E 802/1

Vložek

za optimalno namestitev različnega pokončnega instrumentarija



- Primerno za namestitev sond, pincet ali ušnih ogledal
- Opremljen s 4 plastičnimi nastavki
- 8 predelkov pribl. 30 x 28 mm
- 8 predelkov pribl. 16 x 28 mm
- 15 predelkov pribl. 16 x 20 mm

EAN: 4002514953403 / Številka materiala: 07984170 /
Številka starega materiala: 69580202D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za instrumente	•
Vložek/modul za zobozdravniški instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	148
Zunanja mera, neto širina v mm	163
Zunanja mera, neto globina v mm	295
Zunanja mera, bruto višina v mm	190
Zunanja mera, bruto širina v mm	195
Zunanja mera, bruto globina v mm	430
Neto teža v kg	0,65
Bruto teža v kg	1,15