

DGGL 8

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
za vse parne pečice DG, razen DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Številka materiala: 08227240 /
Številka starega materiala: 22899627D



- Za kuhanje zelenjave, rib, mesa in krompirja brez tekočin
- Popolno za odtajevanje zamrznjenih živil
- Kapaciteta: 2,0 l, uporabna prostornina: 1,7 l
- Zunanje mere Š x G x V: 325 x 265 x 40 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje