

DGG 20

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
za pripravo jedi v omakah, fondih ali vodi (npr. riž, testenine)

EAN: 4002515060650 / Številka materiala: 08246340 /
Številka starega materiala: 23996112D



- Kapaciteta: 2,4 l, uporabna prostornina: 1,8 l
- Zunanje mere Š x G x V: 450 x 190 x 40 mm
- Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, debelina stene 0,6 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje
- Posebej prilagojena kombiniranim parnim pečicam Miele