

DGGL 20

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
za blanširanje ali kuhanje zelenjave, rib, mesa in krompirja ipd.



EAN: 4002515014509 / Številka materiala: 08285410 /
Številka starega materiala: 23996111D

- Kapaciteta: 2,4 l, uporabna prostornina: 1,8 l
- Zunanje mere Š x G x V: 450 x 190 x 40 mm
- Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, debelina stene 0,6 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje
- Posebej prilagojena kombiniranim parnim pečicam Miele