

E 339/1

Vložek

za optimalno namestitvev do 12 podstavkov in pladnjev



- Primeren za 12 podstavkov ali pladnjev
- Opremljen s 13 držali (12 predelkov)
- Maksimalna velikost pladnjev 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Številka materiala: 09233840 /
Številka starega materiala: 69533902D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	12
Kapaciteta	
Pladnji [število]	12
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	115
Zunanja mera, neto širina v mm	305
Zunanja mera, neto globina v mm	498
Zunanja mera, bruto višina v mm	480
Zunanja mera, bruto širina v mm	320
Zunanja mera, bruto globina v mm	130
Neto teža v kg	0,80
Bruto teža v kg	1,22