

VE P 2000

Vložek za popolno razsoljevanje
za optimalno pripravo vode



- Maks. količina pretoka: 450 l/h
- Možnost merjenja izčrpanosti z merilnikom ConductivityMeter CM
- Maks. temperatura dotoka 40 °C – tlačna obremenitev 0,5–10 bar
- Vsebina smole 12,5 litra

EAN: 4002515405307 / Številka materiala: 09773410 /
Številka starega materiala: 69431101D

Pripadnost izdelku	
Pomivalni stroji s sistemom sveže vode	•
Pomivalni stroji z rezervoarjem	•
Prehodni pomivalni stroji z rezervoarjem	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

VE P 2000

Vložek za popolno razsoljevanje
za optimalno pripravo vode



EAN: 4002515405307 / Številka materiala: 09773410 /
Številka starega materiala: 69431101D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Priprava vode	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	410
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	425
Zunanja mera, bruto širina v mm	250
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Premer v mm	230
Neto teža v kg	13,30
Bruto teža v kg	13,75