


A 100

Zgornja košara

za optimalno namestitvev injektorskih modulov ali vložkov



- Zgornja košara z dvema priklopoma modulov
- Za namestitvev do 2 injektorskih modulov ali vložkov
- Avtomatska zapora priključka, če ni v uporabi
- Višina vlaganja z modulom s plastično oporo: 190 mm
- Mere vlaganja: širina 489, dolžina 440 mm

EAN: 4002515460610 / Številka materiala: 09862320 /
Številka starega materiala: 69610000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Košara s priključkom za modul	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	141
Zunanja mera, neto širina v mm	525
Zunanja mera, neto globina v mm	528
Zunanja mera, bruto višina v mm	170
Zunanja mera, bruto širina v mm	555
Zunanja mera, bruto globina v mm	565
Neto teža v kg	2,80
Bruto teža v kg	3,49