


A 102

Zgornja košara

z nastavljivo višino, za optimalno namestitev vložkov



- Višina vlaganja 205 +/- 30 mm, širina 475 mm, globina 443 mm
- Z vgrajeno pršilno ročico

EAN: 4002515460634 / Številka materiala: 09862360 / Številka starega materiala: 69610200D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/nosilec za košare	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji [število]	2
SPRI-mrežasti pladnji [število]	1
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	206
Zunanja mera, neto širina v mm	528
Zunanja mera, neto globina v mm	527
Zunanja mera, bruto višina v mm	230
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	565
Neto teža v kg	3,02
Bruto teža v kg	3,78