


A 104

Zgornja košara

za optimalno namestitev instrumentov s področij MIC, artroskopije in urologije



- Desna stran za namestitev 11 votlih instrumentov
- Dodatna priključna mesta Luer-Lock za votle instrumente
- S pršilno ročico: mrež. pladnji na spodnjem podstavku nastavljeni

EAN: 4002515460658 / Številka materiala: 09862380 /
Številka starega materiala: 69610400D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Košara za MIC-instrumentarij	•
Injektorska košara	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji [število]	1
Votli instrumenti [število]	11
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	332
Zunanja mera, neto širina v mm	528
Zunanja mera, neto globina v mm	526
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	4,00
Bruto teža v kg	6,50