

A 150

Spodnja košara

za optimalno namestitev injektorskih modulov ali vložkov



- Spodnja košara z dvema priklompoma modulov
- Za namestitev do 2 injektorskih modulov ali vložkov
- Avtomatska zapora priključka, če ni v uporabi
- Mere vlaganja: širina 494, dolžina 440 mm

EAN: 4002515460672 / Številka materiala: 09862400 /
Številka starega materiala: 69615000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Košara s priključkom za modul	•
Spodnja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava butirometrov	•
Priprava merilnih valjev	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	154
Zunanja mera, neto širina v mm	529
Zunanja mera, neto globina v mm	546
Zunanja mera, bruto višina v mm	175
Zunanja mera, bruto širina v mm	545
Zunanja mera, bruto globina v mm	565
Neto teža v kg	2,61
Bruto teža v kg	3,29