


A 200
Voziček
za optimalno namestitev 38 pipet



- Za namestitev 10 pipet 100 ml v 1. vrsti, razdalja 20 mm
- Za namestitev 14 pipet 25 ml v 2. vrsti, razdalja 26 mm
- Za namestitev 14 pipet 10 ml v 3. vrsti, razdalja 26 mm

EAN: 4002515460696 / Številka materiala: 09862420 /
Številka starega materiala: 69620000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za pipete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Pipete [število]	38
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	397
Zunanja mera, neto širina v mm	529
Zunanja mera, neto globina v mm	546
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	4,40
Bruto teža v kg	6,40