


A 201
Voziček
za optimalno namestitvev anestezijskih kompletov



- 8 šob z vzmetenimi vodili, za dihalne cevi do dolžine 1,5 m
- Polaganje na spiralo
- 15 injektorskih šob za intubacijski material

EAN: 4002515460702 / Številka materiala: 09862430 /
Številka starega materiala: 69620100D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za anestezijski instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Kapaciteta	
AN-kompleti [število]	3
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	434
Zunanja mera, neto širina v mm	531
Zunanja mera, neto globina v mm	546
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	9,00
Bruto teža v kg	10,50
Priloženo	
E 430/1 1/3 mrežasti pladenj [število]	1
E 431 injektorska šoba za meh, Ø 8 x 193 mm [število]	1
E 432 držalo za rebraste dihalne cevi [število]	1
E 433 držalo za silikonske dihalne cevi [število]	2
E 434 držalo za otroške dihalne cevi [število]	1
E 466 injektorska šoba 8 x 333 mm, za dihalno vrečko [število]	6
E 496 injektorska šoba 4 x 120 mm [število]	15