

A 202  
Voziček  
za optimalno namestitvev 4 DIN-mrežastih pladnjev



- Primerno za 4 DIN-mrežastih pladnjev na 2 nivojih
- Okvir za namestitvev: snemljiv za pripravo višjih predmetov
- 6 dodatnih možnosti priključkov s spojem Luer-Lock
- Z vgrajeno pršilno ročico
- Mere vlaganja različnih nivojev so različne.

EAN: 4002515460719 / Številka materiala: 09862440 /  
Številka starega materiala: 69620200D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček za vložke	•
Voziček za mrežaste pladnje	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava kirurških instrumentov	•
<b>Kapaciteta</b>	
DIN-mrežasti pladnji [število]	4
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	223
Zunanja mera, neto širina v mm	529
Zunanja mera, neto globina v mm	542
Zunanja mera, bruto višina v mm	235
Zunanja mera, bruto širina v mm	550
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	5,50
Bruto teža v kg	6,74