

A 204  
Voziček  
za optimalno namestitvev mikro instrumentarija



- 1. nivo: primeren za namestitvev vložkov
- 2. nivo desno: 22 priključkov za votle instrumente
- 2. nivo levo: 11 adapterjev Luer-Lock, moški, horizontalna cev
- Z vgrajeno pršilno ročico
- Možnost uporabe filtrske cevi A 800 v obeh injektorskih letvah

EAN: 4002515460733 / Številka materiala: 09862460 /  
Številka starega materiala: 69620400D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček za oftalmološki instrumentarij	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Možnost uporabe centralnega filtra	•
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
<b>Kapaciteta</b>	
OP-kompleti za mikro instrumentarij [število]	2-4
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	365
Zunanja mera, neto širina v mm	529
Zunanja mera, neto globina v mm	535
Zunanja mera, bruto višina v mm	530
Zunanja mera, bruto širina v mm	560
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	11,50
Bruto teža v kg	12,50
<b>Priloženo</b>	
E 476 nastavek [število]	1
E 477 omejilo [število]	1