


A 303  
Modul  
za optimalno namestitvev do 98 pipet



- Primerno za npr. 98 merilnih in volumetričnih pipet
- Višina zadrževalnega okvirja: 150 mm

EAN: 4002515460825 / Številka materiala: 09862560 /  
Številka starega materiala: 69630300D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek/modul za pipete	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava pipet/vial	•
<b>Kapaciteta</b>	
Pipete [število]	98
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	185
Zunanja mera, neto širina v mm	222
Zunanja mera, neto globina v mm	471
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	2,50
Bruto teža v kg	3,50