


A 304
Modul
za optimalno namestitvev do 98 cevk



- Primerno za npr. 98 centrifugalnih cevk, vial, epruvet
- Višine vlaganja se razlikujejo glede na položaj.

EAN: 4002515460832 / Številka materiala: 09862570 /
Številka starega materiala: 69630400D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za epruvete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Viale [število]	98
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	130
Zunanja mera, neto širina v mm	222
Zunanja mera, neto globina v mm	471
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	2,30
Bruto teža v kg	3,30